

**SAÚDE, BELEZA, CONFORTO
& BEM-ESTAR**



**ALMOFADA RELAX
CONFORT SHIZEN**

PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE PARA TODA FAMÍLIA

Sobre nós

A **RELAXSHOP** é uma empresa que atua no segmento de aparelhos portáteis de massagem para uso pessoal. Na correria do dia a dia, o estresse e o cansaço corporal, muitas vezes são inevitáveis.

Todos nós necessitamos e merecemos ter uma boa qualidade de vida.

Acreditando nisso, a **RELAXSHOP** trás para você o que há de melhor e mais inovador em soluções para o seu relaxamento corporal.

Fique por dentro de novidades, promoções e dicas de massagem.

Siga-nos nas redes sociais!



relaxshop.oficial



ALMOFADA RELAX CONFORT SHIZEN

DESIGN



SOBRE ALMOFADA

A **ALMOFADA DE MASSAGEM RELAX CONFORT SHIZEN**, possui 6 bulbos de massagem com rotação horário e anti-horário. Cada par de roller é composto de três esferas grande, proporcionando uma massagem relaxante.

APLICAÇÃO

A Almofada pode ser utilizada no pescoço, costas, abdômen, pernas e pés.

Alguns exemplos de aplicações:



ALMOFADA RELAX CONFORT SHIZEN

Funções da Almofada



Liga e desliga



Sentido da Massagem



Ajuste de velocidade



Modo Conforto

Tecido respirável!

Permite a pele respirar, tecidos leves que deixam o vapor de suor sair do corpo.

Por isso, são capazes de oferecer melhor sensação térmica.



Cabo cigarette para utilizar o aparelho no carro.



ALMOFADA RELAX CONFORT SHIZEN

ATENÇÃO

- Não utilize este produto caso o revestimento esteja danificado, podendo causar ferimentos.
- Não remova o plug da tomada com as mãos molhadas ou puxando pelo cabo.
- Remova o plug da tomada corretamente após o uso.
- Algumas partes do produto podem se aquecer após um longo período de uso.
- Pessoas que são sensíveis ao calor não devem utilizar o produto por um longo período.
- Caso o adaptador de energia esteja danificado, o mesmo deve ser encaminhado para o departamento de manutenção da Relaxshop. Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados para evitar assim situações de risco.

CUIDADOS

- 1 - Por favor, use o aparelho somente de acordo com a voltagem especificada.
- 2 - Não pode ser aplicado no corpo molhado. É expressamente proibido o contato com o aparelho ligado na energia com as mãos molhadas.
- 3 - Nunca molhe o aparelho. Não use o aparelho em ambientes úmidos como banheiros ou saunas.
- 4 - Nunca use o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- 5 - Nunca use este equipamento em estado de sonolência.
- 6 - Nunca deixe o aparelho ligado ou conectado à energia elétrica. Por favor, quando terminar de usar, desconecte o cabo de energia da tomada.
- 7 - Nunca desmonte, conserte ou modifique por conta própria. Caso contrário, podem ocorrer acidentes de responsabilidade exclusiva do usuário.
- 8 - Por favor, desconecte da tomada para limpar.

CONTRA INDICAÇÕES

- Este produto é contra-indicado para mulheres em fase de menstruação.
- Pessoas com casos de câncer e problemas cardíacos, não é indicado o uso dos aparelhos.
- Pessoas com doenças de pele e pessoas com ulcerações, doenças infecciosas, problemas hemorrágicos graves, traumas, fraturas ou deslocamentos nas articulações.
- Gestantes e pessoas portadores de marca passo e DIU, somente com autorização médica.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 12 meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal ou da entrega do produto. Sendo os 03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual, concedida pela Relaxshop.

Caso o produto apresente qualquer defeito nos 3 (três) primeiros meses, a Relaxshop se responsabiliza com todos os gastos de transportadora e conserto do mesmo, e após 3 (três) meses o cliente é responsável pelo envio do produto a qual os custos de envios o cliente pagará.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência do defeito. Caso tenha qualquer tipo de alteração na originalidade do produto ou aberto por qualquer profissional não autorizado, o cliente perderá a garantia e será cobrado o conserto do produto. Nossa central de atendimento entrará em contato informando o valor e motivo do orçamento.

A garantia perde a validade:

- Caso o produto seja utilizado de forma incorreta ou indicando sinais de violação e mau uso;
- Se o produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidentes, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não autorizados.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA.

DÚVIDAS E GARANTIA

TELEFONE: (43) 3361-3332

WHATSAPP: (43) 99912-2776

EMAIL: atendimento@relaxshop.com.br



relaxshop®

WWW.RELAXSHOP.COM.BR

Fone: (43) 3361-3332

Email: contato@relaxshop.com.br

Rua Deputado Nilson Ribas, 1025 - Cep: 86062-090 - Londrina/PR